

KARTA TECHNICZNA

ZidaSeedMat FM Rolka z gilzy papierowej z nasionami kwiatów i hydrożelem

Skład:	celuloza, nasiona, nanohydrożel			
Opakowanie:	rolka 0,5m x 40m (20m ²)			
Skład mieszanki nasion:	Krwawnik pospolity	white	70	7500
	Kąkol	Milas, rose	80	100
	Trybuła ogrodowa	Commun	30	400
	Przełot pospolity	yellow-orange	35	350
	Bylica pospolita		120	9000
	Gorczycznik wiosenny	yellow	50	550
	Stokrotka pospolita	white single, wild form	10	7800
	Nagietek lekarski	orange single., wild form	50	120
	Kminek zwyczajny		60	350
	Chaber bławatek	blue single, wild form	80	250
	Chaber łąkowy	Wild Wiesenflo, rose	70	450
	Złocień właściwy	white, wild form	80	1500
	Cykorcia podróżnik	blue	100	450
	Ostróżka polna	blue	70	750
	Marchew zwyczajna	wild form	80	800
	Przytulia właściwa	yellow	60	3000
	Dziurawiec zwyczajny	yellow	60	9000
	Łubin trwały	blue	70	40
	Krwawnica pospolita	carmine pink	90	23000
	Śláz dziki	violet	100	150
	Rumianek pospolity	wild form	30	16000
	Maruna bezwonna	white	50	7000
	Mak polny	red, wild form	60	7000
	Anyż, Biedrzyeniec		50	200
Babka lancetowata		50	850	
Krwiściąg mniejszy		50	180	
Lepnica rozdęta	white	40	1000	

Sposób instalacji:

1. Przygotować podłoże przez rozłożenie ekstensywnego substratu wulkanicznego. Nie zagęszczać mechanicznie. Zalecana warstwa min. 15cm.
2. Rozwinąć matę siewną na całej powierzchni planowanego zazielenienia.
3. Przykryć matę siewną cienką warstwą trawnikowego substratu wulkanicznego. Zalecana warstwa 1-2cm.
4. Obficie podlać. Utrzymywać podłoże w stanie wilgotnym do pełnego ukorzenia roślin.
5. W celu przyspieszenia rozwoju bryły korzeniowej i zwiększenia odporności roślin na suszę po wykiełkowaniu nasion zaleca się jednokrotne podlanie stymulatorem na bazie kwasu huminowego w roztworze zgodnym z zaleceniami producenta.